



LASER TECHNOLOGY аппараты и аксессуары



THERMO-SPHERIX®

M-RF Thermo Laser Magnetic Rotation Field®

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ

НЕИНВАЗИВНО

БЕЗ РИСКА
ОЖГОВ

ТЕРМО-ИННОВАЦИЯ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 10 ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ

ТЕХНОЛОГИЯ КРАСОТЫ БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ

БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ ЛИФТИНГ

◆ ТЕРМО-ЛИФТИНГ
ЛИЦА

◆ ТЕРМО-ЛИФТИНГ ТЕЛА

ЛИПОПЛАСТИКА

+ И ТЕРМО-МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА

◆ ПОХУДЕНИЕ ◆ УМЕНЬШЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА

◆ УПРУГОСТЬ

Омолаживающее волометрическое моделирование лица, шеи и декольте, также процедуры антивозраст кожи лица путем термического упорядочивания и восстановления эластических волокон и стимулирования накопления новых, с немедленным эффектом заполнения морщин, увлажнения и улучшения плотности кожи

ПРЕПАРАТЫ SKIN LIFTING THERMO FASHION



Действие процедур для лица:

- ◆ местный, динамический remodeling лица в сочетании с неинвазивным лифтингом
- ◆ моделирования овала лица, подбородка и местный лифтинг тела
- ◆ стимулирование накопления эластических волокон (коллагена и эластина) в направлении восстановления надлежащей, натуральной упругости кожи
- ◆ реконструкция плотности и восстановление эластичности кожи
- ◆ стимулирование местной реконструкции кожи в области растяжек, утончения и дряблости
- ◆ уменьшение видимости шрамов, растяжек и недостатков
- ◆ распрямление морщин, также в области глаз („гусиные лапки“)
- ◆ уменьшение нависания верхнего века
- ◆ уменьшение комочков Биша

Неинвазивная липопластика-местное моделирование тела, уменьшение целлюлита и похудение с немедленным визуальным улучшением упругости кожи, с эффектом одновременного устранения неровностей и улучшение качества- цвета, увлажнения

ПРЕПАРАТЫ BODY SKIN THERMO FASHION CELLU-ESTHETIC SLIM-ESTHETIC



Действие процедур для тела:

- ◆ структурный modelling тела с одновременным укреплением и уплотнением эластических волокон
- ◆ действие антицеллюлит и нивелирование „апельсиновой коржур“ - специальные программы в зависимости от стадии целлюлита
- ◆ липопластика-уменьшение кол-ва и изменение структуры жировой ткани
- ◆ лифтинг, восстановление плотности и упругости кожи
- ◆ стимулирование метаболических процессов в коже и в подкожно-жировом слое-специальные программы в зависимости от толщины жировой ткани
- ◆ улучшают заполнение и увлажнение кожи
- ◆ улучшают микрообращение и детоксикация



Процедуры THERMO-SPHERIX

THERMO-LIFTING Программа 03



Перед процедурой



После 5 процедуры

THERMO-МОДЕЛИРОВАНИЕ Программа 07



Перед процедурой



После 5 процедуры

17

ПРОЦЕДУР
ДЛЯ
КАБИНЕТОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ РИСКА ОЖОГА
БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ
БЕЗ БОЛИ
НЕИНВАЗИВНО
ИНТУИТИВНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

THERMO-SPHERIX®

M-RF Thermo Laser



THERMO-SPHERIX® 2 ЛАЗЕРНЫЕ ГОЛОВКИ+ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

- ◆ ЛАЗЕР 1200nm (инфракрасный IR - InfraRed)
- ◆ ЛАЗЕР 940nm (инфракрасный IR - InfraRed)
- ◆ ЛАЗЕР 650nm (красный R - Red)
- ◆ вращающееся МАГНИТНОЕ ПОЛЕ низкой частоты и с номинальной мощностью 10mT
- ◆ новаторская система направленного действия специальных препаратов интенсивного, неинвазивного, термического омоложения кожи женщин и мужчин- при применении инновационного аппарата THERMO-SPHERIX® M-RF THERMO-LASER или же при использовании другого типа косметической аппаратуры с головками, для которых генерируемая температура не превышает 70°C

THERMO-SPHERIX®
ШИРОКИЙ СПЕКТР
ДЕЙСТВИЙ:
17 процедур
для кабинетов

THERMO-SPHERIX® ДЕЙСТВИЕ

Многофункциональный аппарат, соединяющий функции двух уникальных аппаратов используемых в области: омолаживающего THERMO лифтинга кожи и THERMO моделирования фигуры. THERMO-SPHERIX® включает 17 специальных программ, для женщин и мужчин. Аппарат использует инновационную технологию THERMO, благодаря которой процедуры являются безболезненными, неинвазивными и не вызывают ожогов.

THERMO-SPHERIX®:

ИННОВАЦИОННАЯ СИНЕРГИЯ ТЕХНОЛОГИИ МАГНИТНО-ЭЛЕКТРО-ФОТОДИНАМИЧЕСКИХ:

- ◆ вращающееся магнитное поле с патентом Magnetic Rotation Field® с равномерным контролируемым распределением температуры в ткани
- ◆ лазер с длиной волны 650nm для достижения временной разгерметизации оболочек жировых клеток, кот. делают возможным удаление растворенных жировых клеток
- ◆ интуитивная панель 17 программная с запрограммированным временем процедуры
- ◆ направленное действие лазеров: лазеры с длиной волны 940nm и 1200nm-эффективное поглощение энергии лазеров в клетках адипоцитных с результатом термической аккумуляции
- ◆ гамма препаратов термо-активных Skin Thermo Fashion при нанесение до 70 °C
- ◆ использование в профессиональных кабинетах косметических и эстетической медицины

Препараты для процедуры термо-моделирования лица:

SKIN LIFTING THERMO-FASHION KIT Face & Body Skin

Комплект SKIN LIFTING THERMO-FASHION для термо-лифтинга и термо-моделирования кожи лица и локально тела, для нанесения лазером THERMO-SPHERIX и аппаратами генерирующими темп. до 70°C

BB AFTER Resurfacing Day Cream SPF25 UVA/UVB

BB AFTER интенсивно омолаживающий и восстанавливающий крем с пигментами выравнивающими цвет, регулирующий восстановление верхнего слоя кожи, с пептидом биомиметическим и растительным ретинолом, для кожи с выраженными симптомами старения, усталой, сухой, рекомендуемый также для поддержания результатов процедур дерматэстетических

AFTER Resurfacing Night Serum Face & Eyes

Серум AFTER интенсивно разглаживающий морщины, повышающий упругость и восстановительный на ночь для кожи лица и области глаз, регулирующий восстановление верхнего кожного слоя, с активным компонентом против морщин Renestril и пептидом биомиметическим и растительным ретинолом



Препараты для процедуры термо-моделирования тела: антицеллюлитные, похудения и восстановления упругости:

Tea Body Peel Firming & Shaping Body Skin

Чайный пилинг для похудения и антицеллюлитного ухода за телом

Slim-Esthetic Concentrate Body Skin

Slim-Esthetic неароматизированный гелевый концентрат для похудения

Slim-Esthetic Cinnamon Cream Body Skin

Slim-Esthetic Cinnamon крем для похудения коричного дерева

Cellu-Esthetic Concentrate Body Skin

Cellu-Esthetic неароматизированный гелевый антицеллюлитный концентрат

Cellu-Esthetic Grapefruit Cream Body Skin

Cellu-Esthetic Grapefruit антицеллюлитный крем грейпфрут



THERMO-SPHERIX® ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Питание: 100-240 V; 50/60 Hz, 20 VA
Лазеры R/IR номинальной мощности: 70 mW
Два лазерных зонда:
1. ТЕРМО-ЛИФТИНГ лица и локально тела
2. ЛАЗЕРНАЯ ЛИПОПЛАСТИКА 1200nm+940nm+650nm
Класс безопасности для лазера: 3R

Вращающееся магнитное поле, номинальная мощность: 10 mT
Направление работы: подвижный, контактный метод, поверхность прямого контакта зонда: LIFTING 4,5cm2, LIPOPLASTYKA 10,2m2
Размеры (ширина x глубина x высота): 280mm x 285mm x 25mm
Вес (без снаряжения) прибл 1,5kg
Гарантия: 24 месяца

Office Poland: Prof.Cosmetica ul.Sierakowska 29, 05-092 Łomianki, Poland
tel/fax: + 48 603 661 685, +48 22 610 43 10, +48 22 610 44 40 biuro@chantarelle.pl www.chantarelle.eu